Inmunohematología manual

TARJETAS GEL ID



| Descripción | |
|--|--|
| ID-LISS/Coombs 4 x 12 Tarjeta de identificación LISS / Coombs consta de 6 microtubos que contienen anti-IgG y anti-C3d . | 2 3 2 3 |
| ID-DiaClon ABO/D+RG 4x12 | A B DVI ctl A B |
| ID-DiaClon ABO/ (donors) A, B, AB, DVI +, CDE, ctl El anti-D monoclonal utilizado ha sido seleccionado para reaccionar con variantes DVI | A B B DVI COE ctl |
| ID-DiaClon ABO/Rh Newborn Tarjeta de identificación DiaClon ABO / Rh para recién nacidos que emplean anticuerpos monoclonales. | LADOR LADOR MENT CTI DAT |
| ID-DiaClon ABO Confirmation for Donors 24x12 La tarjeta de confirmación ABD se puede utilizar para el control del grupo sanguíneo ABO / D de los donantes. | A B DVI+ ABO USON DETERMINED |
| ID-DiaClon Rh subgroups+K 4x12 Esta tarjeta de identificación ofrece un perfil completo del fenotipo Rh, incluido el tipado K. C, c, E, e, K, ctl | C C C E D K PART PRINT P |
| ID-NaCl, Enzyme test Tarjeta de identificación NaCl, para la prueba de enzimas y las aglutininas frías, detección e identificación de anticuerpos, pruebas cruzadas, grupo inversa. | тр пр пр пр |
| DC Screening I 1 x 12 Prueba de antiglobulina directa positiva (DAT) con globulina antihumana poliespecífica (AHG) IgG, IgA, IgM, C3c, C3d, ctl | IgG IgA IgM C3c C3d ctl |